

試験菌名	摂取直後 生菌数	摂取 24 時間後生菌数	
		本溶剤有り	本溶剤無し
大腸菌	49 万	35 万	1 億 4,000 万
黄色ブドウ球菌	27 万	500	1,400 万
大腸菌 O-157	22 万	7 万 5,000	1 億 3,000 万
メチルシリン耐性黄色ブドウ球菌	25 万	3 万	3,100 万
サルモネラ菌	36 万	300	7,700 万

- 40×30×5mm(0.4g) のスポンジに、約 30cm 離して本溶液をスプレー。室温で乾燥後、試験菌を摂取。
- 生菌数単位は「個/ml」。また生菌数はスポンジに吸収させた菌懸濁液(試料含む)の中の個数に換算した。